



# 2Care

**ISTRUZIONI PER L'OPERATORE  
DEL TEAM**

# COS'È

- *Software gestionale per affrontare le esigenze del team dedicato agli Accessi Vascolari in funzione del ruolo:*
  - ***Responsabile***
  - ***Personale del Team***
  - *Operatore di Reparto*


# METODO E VANTAGGI

- *REFERTAZIONE Accessi Vascolari*
- *COMUNICAZIONE e interazione tra team e unità operativa con consulenze pianificabili*
- *INSERIMENTO delle complicanze e loro prevenzione*
- *AGENDA per pianificare gli eventi*
- *REGISTRAZIONE medicazioni*
- *REGISTRAZIONE consulenze*
- *MENO lavoro amministrativo PIU' tempo assistenziale*
- *FRUIBILITA' dei dati in tempo reale*

- Nasconde i preferiti
- Ricarica cruscotto
- Ricerca generica
- Menu principale
- Inserimento veloce
- Avvisi da leggere
- Profilo Impostazioni e Disconnessione

# Barra strumenti e Menu


Gestione operatori (solo admin)



## Inserimento veloce

### CREAZIONE VELOCE

GENERALE		ACCESSI VASCOLARI	
Nuova richiesta di consulenza	Nuova visita	Nuova richiesta accesso vascolare	Nuova richiesta espianto
Nuova medicazione	Nuovo Allegato	Nuovo accesso vascolare da altra struttura	Nuova complicanza tardiva
Nuova consulenza		Nuovo accesso vascolare	Nuova rimozione



# CRUSCOTTO PRINCIPALE

- Login personale
  - Registrazione
  - Conferma con email
- Cruscotto
  - Attività in evidenza
  - Personalizzato

Richieste impianto in corso

Ritorno cruscotto

Ricerca generica

Menu generale

Inserim. veloce

2care

🔍

Calendario

Lista accessi vascolari

Lista richieste di consulenza

Nuova richiesta di consulenza

Lista richieste accessi vascolari

Estrazione dati

Nuova prescrizione

nuova visita

Nuova richiesta accesso vascolare

Pazienti

## CRUSCOTTO

### Richieste accesso vascolare

Confermato (33%)

Programmato (33%)

Da confermare (33%)

### Richieste impianto accesso vascolare

Data	Stato	Provenienza	Cognome e Nome	Operatore
24/5/2022	RichiestaEsplantoProgrammata	HOSPICE E CURE PALLIATIVE - Ospedale Giuseppe Mazzini	ROSSI ANGELA (09-03-2000)	CENSORI ELIO (dott volpe)
13/4/2022	RichiestaEsplantoProgrammata	CARDIOLOGIA - Ospedale Giuseppe Mazzini	VIOLA DOMENICO (25-11-1988)	CENSORI ELIO (Dr. X)

### Attività/consulenze scadute ed in scadenza

Data	Tipo	Provenienza	Cognome e Nome	Operatore	Ambito
23/5/2022	Richiesta di consulenza	U.T.I.C. - Ospedale Giuseppe Mazzini	PANICI WALTER (10-05-2000)	SCOLA ETTORE (roberto)	Accessi vascolari
4/5/2022	Visita di controllo	U.T.I.C. - Ospedale Giuseppe Mazzini	MARRONE GIOVANNI (31-03-1974)	SCOLA ETTORE	Accessi vascolari
25/5/2022	Richiesta di consulenza	ALLERGLOGIA - Ospedale Giuseppe Mazzini	PANICI WALTER (10-05-2000)	(Dr x)	Accessi vascolari

### Complicanze sospette da monitorare

Data	Provenienza	Cognome e Nome	Operatore	Descrizione
28/4/2022	U.T.I.C. - Ospedale Giuseppe Mazzini	MARRONE GIOVANNI (31-03-1974)	CENSORI ELIO	Guaina fibroblastica (Fibrin sleeve)
14/5/2022	DERMATOLOGIA - Ospedale Giuseppe Mazzini	DI GIOVANNI RITA (19-12-1935)	CENSORI ELIO	CRBSI

osinters Consulting copyright © 2022 - osinters s.r.l. Link utili - Richiedi assistenza - Versione 1.0.4.1

Richieste impianto in corso

Richieste di consulenza non evase

Programmi preferiti

Complicanze sospette in attesa di responso

# Lista richieste accessi vascolari

2care Digita un testo da cercare... MENU + CIAO

**LISTA RICHIESTE ACCESSI VASCOLARI** + NUOVA RICHIESTA

TUTTI (20) DA CONFERMARE (7) CONFERMATO (9) PROGRAMMATO (4) ANNULLATO (10) Q Cerca...

	Id	Stato	Data impianto programmata	Data richiesta	Data previsto utilizzo	Tipo catetere	Operatore	Cognome e Nome	Data nascita	Provenienza	Sede	Reparto
<input type="checkbox"/>	4478	Programmato	1/2/2022, 08:45	27/3/2021, 11:21	27/3/2021	Picc		...	8/10/1936	Altra struttura	Ospedale di Castiglione del Lago	ANEST
<input type="checkbox"/>	4616	Confermato		19/6/2021, 10:18	23/6/2021	Picc		...	17/3/1950	Altra struttura		
<input type="checkbox"/>	4757	Programmato	31/1/2022, 09:45	22/9/2021, 13:51	24/9/2021	Mid-Line		...	26/10/1961	Altra struttura (Ospedale di Branca)		
<input type="checkbox"/>	4801	Da confermare		25/10/2021, 16:29	26/10/2021	CVC		...	3/10/1941	Struttura	Ospedale di Città di Castello (DEA)	MEDIC
<input type="checkbox"/>	4846	Da confermare		23/11/2021, 12:33	24/11/2021	Picc		...	13/11/1938	Struttura	Ospedale di Città di Castello (DEA)	MEDIC
<input type="checkbox"/>	4854	Confermato		28/11/2021, 13:34				...	20/4/1960	Struttura	Ospedale di Città di Castello (DEA)	MEDIC
<input type="checkbox"/>	4857	Programmato	1/12/2021, 15:00	30/11/2021, 13:16		Picc		...	23/9/1949	Struttura	Ospedale di Città di Castello (DEA)	ONCOL

osinters 360° Copyright © 2022 - osinters s.r.l. Link utili - Richiedi assistenza - Versione 1.0.4.1

- Pulsanti per filtro rapido
- Ordinamento e ricerca su tutte le colonne
- Esportazione su Excel
- Inserimento nuova richiesta

# RICERCA PAZIENTE

1

• Si effettua per:

- Nuovo Impianto/Impianto altra struttura
- Nuova Consulenza
- Anagrafica aziendale
- Collegamento data base
- Campi obbligatori (\*)

2

1) Cognome

2) Nome

3) Ricerca

4) Selezione paziente cercato

Id Soggetto	Cognome	Nome	Data nascita	Codice fiscale	Comune di nascita
	ROSSI	MARIO	21/6/1946		CITTÀ DI CASTELLO
	ROSSI	MARIO	17/9/1983		ASSISI

5) Se non trovato nessun paziente

7) CONFERMA DEI DATI

6) Verifica dati nelle sezioni

# Nuova richiesta impianto

- 1) DATI IMPIANTO
- Campi obbligatori (\*)

The screenshot shows the 'Nuova richiesta impianto' (New implant request) form in the '2care' system. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE' with 'SALVA' and 'ANNULLA' buttons.
- Patient Information:** 'ROSSI MARIO (02/02/1967)' with fields for 'Cellulare', 'Telefono 391234567890', and 'Email'. An arrow labeled 'Dati contatto paziente' points to this section.
- DATI IMPIANTO (Implant Data):** A large section containing various fields:
  - 'Data previsto utilizzo': 6/12/2021
  - 'Tipo catetere': PICC
  - 'Materiale catetere': Seleziona...
  - 'Lumi': Seleziona...
  - 'Alte pressioni': Valvolato, Tunnellizzabile (checkboxes)
  - 'Data impianto programmata': (calendar icon)
  - 'Operatore programmato': Seleziona...An arrow labeled 'Programmazione impianto' points to this section.
- DATI RICHIEDENTE (Requester Data):** A section containing 'ESAMI DI LABORATORIO', 'DATI PATOLOGIA', and 'INFORMAZIONI CLINICHE'. An arrow labeled 'Dati raggruppati per sezioni' points to this section.

# Nuova richiesta impianto

Dati contatto paziente

**RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE**

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email

**DATI IMPIANTO**

**DATI RICHIEDENTE**

Provenienza paziente \*  Struttura  Domicilio  Altra struttura

Responsabile richiesta \* Dr. Mariani

Reparto \* Oncologia (Ospedale 1)

Stanza/letto 204/A

Altra struttura di provenienza Seleziona...

Email richiedente

Durata presunta trattamento 31 Giorni - 6 Mesi

Telefono richiedente 123456789

Dimissione con catetere Non dichiarato

Paziente trasportabile

Nota richiedente

ESAMI DI LABORATORIO

DATI PATOLOGIA

INFORMAZIONI CLINICHE

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

- 2) DATI RICHIEDENTE
- Campi obbligatori (\*)

# Nuova richiesta impianto

- 3) ESAMI DI LABORATORIO
- Campi obbligatori (\*)

2care

https://2carecoredemo.2care.cloud/CVC/Richieste/EditImpianto?Pazienti\_Id=1&Impianti\_AltraStruttura=False

Digita un testo da cercare...

MENU + CIAO ELIO.CENSORI

RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE

SALVA ANNULLA

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email

DATI IMPIANTO

DATI RICHIEDENTE

ESAMI DI LABORATORIO

INFEZIONI

Presenza infezione No

Dettagli aggiuntivi infezioni

ESAMI EMATOCHIMICI

+ NUOVI ESAMI EMATOCHIMICI

Id	Operatore	Data	GR	GB	PLT	HB	HT	PT	PTT	ATIII	INR	Fibrinogeno	Note
1	CENSORI ELIO	31/10/2021	34	307	100	92	297				1	402	

DATI PATOLOGIA

INFORMAZIONI CLINICHE

INDICAZIONI ACCESSO VASCOLARE

osinters 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l.

Assistenza - Versione 1.0.0

Aggiunge nuovi esami ematochimici

# Nuova richiesta impianto

- 4) DATI PATOLOGIA
- Campi obbligatori (\*)

**RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE**

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email

DATI IMPIANTO  
DATI RICHIEDENTE  
ESAMI DI LABORATORIO

**DATI PATOLOGIA**

Id	Codice ICD10	Categoria ICD10	Descrizione ICD10	Diagnosi correlata
2038	F00.9	Demenza nella malattia di Alzheimer (G30)	Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata (G30.9)	<input type="checkbox"/>

Patologia di base\* PATOLOGIA CARDIACA  
Diagnosi aggiuntiva

+ NUOVA PATOLOGIA ICD10

INFORMAZIONI CLINICHE  
INDICAZIONI ACCESSO VASCOLARE

osinters 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

Selezione patologia di base

Diagnosi testuale libera

Aggiunge nuova patologia codificata ICD10

opzioni alternative – almeno una obbligatoria

# Nuova richiesta impianto

- 5) INFORMAZIONI CLINICHE
- Campi obbligatori (\*)

**RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE**

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email

DATI IMPIANTO  
DATI RICHIEDENTE  
ESAMI DI LABORATORIO  
DATI PATOLOGIA

**INFORMAZIONI CLINICHE**

Presenza allergie \* Seleziona... Note aggiuntive allergie

Id	Descrizione	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Chemioterapie effettuate	Esempio Nota aggiuntiva
<input type="checkbox"/>	2 Chirurgia Vascolare	
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Deambulazione con stampelle a supporto ascellare o portatore di busto con sostegno toracico	
<input type="checkbox"/>	4 Fistola artero-venosa per dialisi presente o prevista	
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Impianti precedenti	
<input type="checkbox"/>	6 Linfedema	

Selezione multipla

Presenza allergia

Note aggiuntive

# Nuova richiesta impianto

2care

Digita un testo da cercare...

MENU + CIAO ELIO.CENSORI

RICHIESTA ACCESSO VASCOLARE

SALVA

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email

DATI IMPIANTO

DATI RICHIEDENTE

ESAMI DI LABORATORIO

DATI PATOLOGIA

INFORMAZIONI CLINICHE

INDICAZIONI ACCESSO VASCOLARE

Id	Descrizione	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Farmacoterapia	
<input type="checkbox"/>	4 Idratazione quotidiana	
<input type="checkbox"/>	5 Infusione Emoderivati	
<input checked="" type="checkbox"/>	6 NPT	Nota aggiuntiva di esempio
<input type="checkbox"/>	7 Patrimonio Venoso Compromesso	
<input type="checkbox"/>	8 Perioperatorio	
<input type="checkbox"/>	1 Chemioterapia Antineoplastica	
<input type="checkbox"/>	10 Trattamenti Vescicanti	

osinters 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

- 6) INDICAZIONI ACCESSO VASCOLARE
- Campi obbligatori (\*)

Selezione multipla

Note aggiuntive

# Richiesta impianto

2

## INSERIMENTO ALLEGATI

- Opzionale
- Dopo la conferma della richiesta

### AGGIUNGI ALLEGATO

SELEZIONA FILE o trascina il file qui PULISCI

Ricetta\_elettronica.jpg 52 kb  
Caricato

Tipo: Generico

Descrizione: Ricetta dematerializzata

Modifica nome file (opzionale)

SALVA ANNULLA

1

ALLEGATI VISITE

+ NUOVO ALLEGATO

Alla fine

# E' STATA CREATA UNA RICHIESTA DI ACCESSO VASCOLARE

Adesso nei prossimi passaggi si può prendere visione della gestione, ovvero come fare a:

- *Programmare Impianti*
- *Inserire Refertazione impianto*
- *Inserire Medicazioni*
- *Inserire Consulenze*
- *Inserire Complicanze tardive*
- *Programmare Visite di Controllo*
- *Programmare Espianti*
- *Registrare Rimozioni ed Espianti*

# Calendario

- Programmazione con sistema drag & drop
- Legenda colori

Testo in rosso se attività scaduta

Richiesta impianto da programmare

Richiesta impianto programmata

Area attività da programmare (TEAM)

Impianto Accesso Vascolare

Rimozione Accesso Vascolare

Richiesta di consulenza

Nota gestita dal reparto

Mostra legenda colori

Consulenze effettuate	Consulenze programmate	Espianti programmati	Impianti effettuati	Impianti falliti/non effettuati	Impianti programmati	Impianti rimossi	Note calendario
-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	------------------	-----------------

# Refertazione Accesso Vascolare

- 1) STATO

**REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email  
PICC

Data richiesta 05/12/2021 16:18:16  
Data impianto  
Stato impianto Programmato

**STATO**

Data impianto \* 7/12/2021, 10:00  
Utile impianto \* CENSORI LUIGI  
Esito \*  Effettuato  Non Effettuato  
Motivo Impianto non effettuato  
Note Impianto non effettuato

Provenienza paziente \*  Struttura  Domicilio  Altra struttura  
Reparto \* Oncologia (Ospedale 1)  
Altra struttura di provenienza  
Cartella Paziente \* 1/2021

CATETERE  
VASO SANGUIGNO  
TECNICA  
ESAMI DI LABORATORIO  
COMPLICANZE PRECOCI

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

Dati contatto paziente

Dati raggruppati per sezioni

Creazione nuova cartella paziente

Link anagrafica

Link richiesta

# Refertazione Accesso Vascolare

- 2) CATETERE

The screenshot shows a web application interface for '2care'. The main heading is 'REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE'. The patient information is for ROSSI MARIO (02/02/1967). The 'CATETERE' section is highlighted with a blue border and contains the following data:

Cateteri	Misura predittiva (cm)	Misura introdotta (cm)	Misura esterna finale, escluso raccordo (cm)
Maxfloexpert Picc 5F	35	35	0

Below the catheter section, there is a list of sections for grouped data: VASO SANGUIGNO, TECNICA, ESAMI DI LABORATORIO, COMPLICANZE PRECOCI, and ALTRO.

Dati contatto paziente

Dati raggruppati per sezioni

Link anagrafica

Link richiesta

# Refertazione Accesso Vascolare

- 3) VASO SANGUIGNO

The screenshot displays the '2care' web application interface for a 'REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE' (Vascular Access Referral) form. The patient is identified as ROSSI MARIO (02/02/1967). The form is divided into several sections:

- Patient Contact Data:** Cellulare, Telefono 391234567890, Email, and PICC.
- Request Details:** Data richiesta 05/12/2021 16:18:16, Data impianto, and Stato impianto Programmato.
- VASO SANGUIGNO (Blood Vessel):** A highlighted section containing:
  - Vaso: Basilica
  - Tipo vaso sanguigno: Vena
  - Diametro vaso (mm): 4
  - Lato Impianto: Sinistro
- TECNICA (Technique):** A dropdown menu.
- ESAMI DI LABORATORIO (Laboratory Exams):** A dropdown menu.
- COMPLICANZE PRECOCI (Early Complications):** A dropdown menu.
- ALTRO (Other):** A dropdown menu.

Annotations with arrows point to specific elements:

- 'Link anagrafica' points to the patient's profile icon.
- 'Link richiesta' points to the 'REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE' header.
- 'Dati contatto paziente' points to the patient's contact information.
- 'Dati raggruppati per sezioni' points to the 'VASO SANGUIGNO' section.

Footer: osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

# Refertazione Accesso Vascolare

## 4) TECNICA

- Posizionamento
- Ancoraggio
- Controllo

**REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
 Cellulare: 391234567890  
 Telefono: 391234567890  
 Email: [redacted]  
 Data richiesta: 05/12/2021 16:18:16  
 Data impianto: [redacted]  
 Stato impianto: Programmato

**VASO SANGUIGNO**

**TECNICA**

Tentativi: 2  
 Tempo posizionamento (min.): 20  
 Tunnelizzato:   
 Tunnelizzato cm: 10  
 Tecnica posizionamento: Ecoassistito

**TECNICHE DI ANCORAGGIO**

Id	Descrizione
<input type="checkbox"/> 1	Punti di sutura
<input checked="" type="checkbox"/> 3	SecurAcath®
<input type="checkbox"/> 2	Suturless device

**TECNICHE DI CONTROLLO**

Id	Descrizione	Note
<input checked="" type="checkbox"/> 2	ECG INTRACAVITARIO	
<input type="checkbox"/> 6	FLUOROSCOPIA	
<input type="checkbox"/> 1	RX TORACE	
<input type="checkbox"/> 3	TIP NAVIGATION	

# Refertazione Accesso Vascolare

- 5) ESAMI DI LABORATORIO

**REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare: 391234567890  
Email: [redacted]  
PICC

Data richiesta: 05/12/2021 16:18:16  
Data impianto: [redacted]  
Stato impianto: Programmato

STATO  
CATETERE  
VASO SANGUIGNO  
TECNICA

**ESAMI DI LABORATORIO**

INFEZIONI  
Presenza infezione: **Si**  
Dettagli aggiuntivi infezioni: Stafilococco epidermidis

ESAMI EMATOCHIMICI

Id	Operatore	Data	GR	GB	PLT	HB	HT	PT	PTT	ATIII	INR	Fibrinogeno
1	CENSORI ELIO	31/10/2021	34	307	100	92	297				1	402

Link anagrafica

Link richiesta

Dati contatto paziente

Aggiungi nuovi esami

# Refertazione Accesso Vascolare

- 6) COMPLICANZE PRECOCI

**REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email  
PICC

Data richiesta 05/12/2021 16:18:16  
Data impianto  
Stato impianto Programmato

**COMPLICANZE PRECOCI**

Id	Descrizione	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Difficoltà nella progressione del catetere
<input type="checkbox"/>	2	Difficoltà nella progressione del dilatatore/microintroduttore
<input type="checkbox"/>	3	Difficoltà nella progressione della guida
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Dolore durante e dopo l'inserzione
<input type="checkbox"/>	5	Ematoma locale
<input type="checkbox"/>	6	Insuccesso della venipuntura
<input type="checkbox"/>	7	Lesione nervosa accidentale
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Malposizione primaria: catetere corto in Vena anonima
<input type="checkbox"/>	9	Malposizione primaria: catetere corto più prossimale del terzo inferiore della VCS

Link anagrafica

Link richiesta

Dati contatto paziente

Multiselezione

# Refertazione Accesso Vascolare

- 7) ALTRO

The screenshot displays the '2care' web application interface for 'REFERTAZIONE ACCESSO VASCOLARE'. The page features a sidebar with navigation options like 'Nuova richiesta accesso vascolare', 'Lista richieste accessi vascolari', 'Calendario', 'Lista accessi vascolari', 'Operatori', 'Complicanze Tardive', 'Estrazione dati', 'Parametri procedura', and 'Dipartimenti'. The main content area shows patient information for 'ROSSI MARIO (02/02/1967)', including contact details and a 'PICC' status. Below this is a list of categories: STATO, CATETERE, VASO SANGUIGNO, TECNICA, ESAMI DI LABORATORIO, and COMPLICANZE PRECOCI. A section titled 'ALTRO' is highlighted with a blue border and contains fields for 'Luogo impianto' (Ambulatorio dedicato), 'Peso paziente' (85), and 'Altezza paziente' (180). A 'Nota refertazione' field is also present. At the top right, a 'SALVA' button is highlighted with a red arrow. Annotations include 'Link anagrafica' pointing to the patient name, 'Link richiesta' pointing to the top right area, and 'Dati contatto paziente' pointing to the contact information.

# Gestione Accesso Vascolare

- Cruscotto
- Accesso a tutte le fasi inerenti l'impianto

The screenshot displays the '2care' web application interface for vascular access management. The main content area shows patient details for ROSSI MARIO (02/02/1967) with contact information and implantation data. The interface includes a navigation menu on the left and a top navigation bar with various tabs. Annotations highlight key features and navigation points:

- Link anagrafica**: Points to the patient's profile information.
- Link richiesta**: Points to the request details.
- Stampa scheda impianto**: Points to the print button for the implant card.
- Dati contatto paziente**: Points to the patient's contact information.
- Schede selezionabili**: Points to the navigation menu.
- Dettagli**: Points to the detailed view of the implantation process.
- Inserimento Medicazioni**: Points to the 'MEDICAZIONI' tab.
- Inserimento Complicanze**: Points to the 'COMPLICANZE' tab.
- Inserimento consulenza**: Points to the 'CONSULENZE' tab.
- Inserimento Rimozione / Programmazione espianto**: Points to the 'RIMOZIONE' tab.

# Inserimento Medicazione

## 1) PROVENIENZA

2

1

**INSERIMENTO MEDICAZIONE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email  
PICC 3 F (4 giorni)

Data richiesta 28/11/2021 11:11:45  
Data impianto 30/11/2021 10:00:00  
Stato impianto Attivo

Complicanza presunta: CRBSI  
BMI 26,23  
Sovrappeso

**PROVENIENZA**

Provenienza paziente \*  
 Struttura  Domicilio  Altra struttura

Reparto \*  
Oncologia (Ospedale 1)

Altra struttura di provenienza  
Seleziona...

VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE

EXITSITE ATTUALE

MATERIALI UTILIZZATI

ALTRO

ANALISI IMMAGINI

Click to Start Camera

MEDICAZIONI    COMPLICANZE    CONSULENZE    RIMOZIONE    ALLEGATI

+ NUOVA MEDICAZIONE

Dati raggruppati per sezione

# Inserimento Medicazione

## 2) VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE

The screenshot shows the '2Care' web application interface. The main content area is titled 'INSERIMENTO MEDICAZIONE'. At the top, there is a search bar and user information for 'CIAO ELIO.CENSORI'. The patient information section shows 'ROSSI MARIO (02/02/1967)' with contact details and medical history. The 'PROVENIENZA' section is highlighted in yellow and contains the sub-section 'VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE'. This section displays the date '01/12/2021 11:13', the operator 'CENSORI LUIGI', and the exit site 'GRADO 1'. A detailed description of the exit site condition is provided: 'Iperemia < 1 cm intorno all'exit-site eventualmente associata a presenza di fibrina. Grado di compromissione reversibile grazie all'utilizzo di medicazioni a lento rilascio di clorexidina 2%'. Below this, there are input fields for 'Altri ExitSite', 'Area calda al tatto', and 'Decubito'. To the right, a photograph of the exit site is shown. A list of materials used is displayed in a table-like format: 'Materiali', 'COLLA ISTOACRILICA', 'FILO SUTURA', 'GARZA O CEROTTO MEDICATO', 'CLOREXIDINA 2%', and 'NEEDLE-LESS SYSTEM'. A blue arrow points to this list with the label 'Materiali utilizzati'. The footer contains the copyright information 'osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l.' and the version 'Richiedi assistenza - Versione 1.0.0'.

# Inserimento Medicazione

## 3) INSERIMENTO STATO EXIT SITE ATTUALE

Singola selezione

Multiselezione

**INSERIMENTO MEDICAZIONE**

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email  
PICC 3 F (4 giorni)

Data richiesta 28/11/2021 11:11:45  
Data impianto 30/11/2021 10:00:00  
Stato impianto Attivo

Complicanza presunta: CRBSI  
BMI 26,23 Sovrappeso

PROVENIENZA  
VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE

**EXIT SITE ATTUALE**

Immagine	ExitSite
<input type="checkbox"/>	<b>GRADO 0</b> Cute sana ed integra; non segni di flogosi. Possibile iperpigmentazione cicatriziale limitata all'immediato perimetro dell'exit site.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GRADO 1</b> Iperemia < 1cm intorno all'exit-site eventualmente associata a presenza di fibrina. Grado di compromissione reversibile grazie all'utilizzo di medicazioni a lento rilascio di clorexidina 2%.
<input type="checkbox"/>	<b>GRADO 2</b> Iperemia > 1cm intorno all'exit site eventualmente associata a presenza di fibrina. Indicata medicazione a lento rilascio di clorexidina 2%; tampone exit site se ritenuto opportuno.
<input type="checkbox"/>	<b>GRADO 3</b> Iperemia associata a secrezione, pus, eventualmente associata a presenza di fibrina. Necessari: tampone exit site, esecuzione emoculture da catetere e da vena periferica, attivazione consulenza medica per prescrizione terapia antibiotica empirica e valutazione ulteriori necessità.

**Altri ExitSite**

- Area calda al tatto
- Cute sana integra
- Decubito
- Decubito Securacath
- Desquamazione cutanea
- Edema del punto di inserzione
- Emissione di secrezioni
- Eritema
- Eruzione locale
- Flebite

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

# Inserimento Medicazione

## 4) MATERIALI UTILIZZATI

- Multiselezione dei materiali utilizzati per medicare
- Selezione kit materiali per l'inserimento veloce

2care

Digita un testo da cercare...

MENU + CIAO ELIO.CENSORI

INSERIMENTO MEDICAZIONE

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Telefono 391234567890  
Email  
PICC 3 F (4 giorni)

Data richiesta 28/11/2021 11:11:45  
Data Implanto 30/11/2021 10:00:00  
Stato impianto Attivo

Complicanza presunta: CRBSI

BMI 26,23 Sovrappeso

PROVENIENZA  
VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE  
EXITSITE ATTUALE

MATERIALI UTILIZZATI

Kit materiali Seleziona... APPLICA

Materiali	Immagine
> Tipologia: Ancoraggio	
> Tipologia: Copertura	
<input type="checkbox"/> GARZA O CEROTTO MEDICATO	
<input checked="" type="checkbox"/> TRASPARENTE IN POLIURETANO	
> Tipologia: Disinfezione	
> Tipologia: Protezione	

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

Gruppi logici dei materiali

3) Multiselezione

1) Selezione del KIT materiali (opzionale)

2) Applica il KIT selezionato

# Inserimento Medicazione

2Care

https://2carecoredemo.2care.cloud/Common/Medicazioni/EditMedicazione?Medicazioni\_IdDocumenti=1&impianti\_Id=1

2care

Digita un testo da cercare...

MENU +

CIAO ELIO.CENSORI

**INSERIMENTO MEDICAZIONE** SALVA

ROSSI MARIO (02/02/1967)  
Cellulare  
Data richieste 28/11/2021 11:11:45  
Telefono: 391234567890  
Data impianto 30/11/2021 10:00:00  
Email  
Stato impianto Attivo  
PICC 3 F (4 giorni)  
Complicanza presunta: CRBSI  
BMI 26,23 Sovrappeso

PROVENIENZA

VISUALIZZA MEDICAZIONE PRECEDENTE

EXITSITE ATTUALE

MATERIALI UTILIZZATI

ALTRO

ANALISI IMMAGINI

01/12/2021 10:06

Clicca sull'immagine per ingrandire

Pulsante attivazione della telecamera per la ripresa dell'exit-site

Click to Start Camera

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l.

## 5) ANALISI IMMAGINI

È possibile inserire foto da tablet e smartphone (app) per documentare visivamente lo stato dell'exit-site così da monitorare e confrontare l'efficacia dei trattamenti in caso di complicanze

Possibilità affiancamento immagini



# E' STATA INSERITA UNA MEDICAZIONE

Nei prossimi passaggi sarà mostrato come:


- *Inserire Consulenze*
- *Inserire Complicanze tardive*
- *Programmare Espianti*
- *Registrare Rimozioni ed Espianti*

# Inserimento Consulenza

1

Data richiesta	Operatore richiedente	Problematica	Dettagli	Annullata	Data consulenza	Operatore consulente	Problematica riscontrata	Referto
2/12/2021	CENSORI ELIO	DISLOCAZIONE ACCIDENTALE PARZIALE						

Inserimento senza richiesta




### CREAZIONE VELOCE

GENERALE

- Nuova richiesta di consulenza
- Nuova visita
- Nuova medicazione
- NuovoAllegato
- Nuova consulenza**

Inserimento da richiesta



2

### INSERIMENTO DELLA CONSULENZA

**ROSSI MARIO (02/02/1967)**  
Cellulare: 391234567890  
Email: PICC 3 F (8 giorni)  
Data richiesta: 28/11/2021 11:11:45  
Data impianto: 30/11/2021 10:00:00  
Stato impianto: Attivo  
Complicanza presunta: CRBSI  
BMI: 26,23 Sovrappeso

**7/12/2021, 13:00**

Operatore consulente: CENSORI LUIGI

Problematica riscontrata: OCCLUSIONE PARZIALE DEI LUMI DEL CVC

Referto: Effettuata medicazione

Provenienza paziente:  Struttura  Domicilio  Altra struttura

Reparto: Oncologia (Ospedale 1)


Altra struttura di provenienza: Seleziona...

Documento: 30/11/2021 AccessoVascolare

**RICHIESTA**

Ambito	Accessi vascolari	Provenienza paziente	Struttura
Data richiesta	02/12/2021 11:17	Reparto	Oncologia (Ospedale 1)
Nome richiedente	Dr. Martini	Altra struttura di provenienza	
Cognome e Nome	ROSSI MARIO	Data annullamento	
Problematica	DISLOCAZIONE ACCIDENTALE PARZIALE	Operatore annullamento	
Dettagli			

Dati della richiesta dal reparto



# Inserimento Complicanze Tardive

2

### COMPLICANZA

Data

Presunta  Spuntare la casella nel caso di complicanza Sospetta

Complicanza

Note

SALVA ANNULLA

1

COMPPLICANZE CONSULENZE RIMOZIONE ALLEGATI VISITE RELAZIONE SPECIALISTICA

+ NUOVA COMPLICANZA TARDIVA



# Programmazione Visite di Controllo

2

VISITA MEDICA PROGRAMMATA

Inizio \* 9/12/2021, 15:00

Fine \* 9/12/2021, 15:30

Operatore CENSORI LUIGI

Descrizione Controllo sospetta infezione

Stato attività Pianificato

Tipo attività \* Visita di controllo

Provenienza paziente \*  Struttura  Domicilio  Altra struttura

Reparto \* Seleziona...

Altra struttura di provenienza Seleziona...

SALVA ANNULLA

1

RIMOZIONE ALLEGATI VISITE RELAZIONE SPECIALISTICA

+ NUOVA VISITA


Cerca...

# Programmazione Espianto

PORT – fine utilizzo

2

1



ACCESSO VASCOLARE

ROSSI MARIO (02/02/1967)

RICHIESTA DI ESPIANTO - Programmata

Note

Operatore programmato: CENSORI LUIGI

Data espianto programmata: 8/12/2021, 10:00

PROGRAMMA SOSPENDE ANNULLA LA RICHIESTA

Id	Nome richiedente	Motivo rimozione	Operatore programmato	Data espianto programmata
2	Dr. Mariani	Espulsione Port		
1	Dr. Galli	Infezione Documentata (CRBSI)		

osinters Consulting 360° Copyright © 2021 - osinters s.r.l. Richiedi assistenza - Versione 1.0.0

# Registrazione rimozioni ed espianti

2

### RIMOZIONE

Data rimozione  Operatore rimozione\*

Motivo rimozione\*

Nota sulla rimozione

SALVA ANNULLA

1


RIMOZIONE  ALLEGATI  VISITE  RELAZIONE SPECIALISTICA



# Relazione specialistica

Uno o più referti testuali inseriti da specialisti

1



2

A screenshot of the 'NUOVO REFERTO' form. The form has a title bar 'NUOVO REFERTO' with a close button. Below the title bar is a rich text editor toolbar with various icons for undo, redo, font size, font color, bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, indent, outdent, link, unlink, image, code, quote, and table. The text area contains the following text:

**Titolo referto specialistico**  
Testo del referto specialistico

- Punto uno
- Punto due
- Punto tre

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'SALVA' and 'ANNULLA'.

# Estrazione Dati

Lista estrazioni espandibile in base alle esigenze raggruppate per argomento

**Lista tipologie estrazioni disponibili**

**MENU PRINCIPALE**

GENERALE

- Operatori
- Pazienti
- Lista richieste di
- Estrazione dati**
- Calendario
- Invio notifiche

**ESTRAZIONE DATI E STATISTICHE**

Data inizio: 1/1/2021

Data fine: 31/12/2021

Reparto: Seleziona...

Operatore: Seleziona...

Tipo catetere: Seleziona...

Escludi operatori del team:

**Area filtri multipli**

**Area risultati esportabili su Excel**

Prog	Descrizione	Valore1	Valore2	Valore3
1	NUMERO ACCESSI VASCOLARI (TUTTI/ATTIVI/RIMOSI)	13	8	5
2	TEMPO MEDIO POSIZIONAMENTO	21.15		
3	MEDIA GIORNI CATETERE (SOLO RIMOSI)	78.6		
4	INCIDENZA CR-BSI/1000 GIORNI CATETERE	3.04570		
5	CONTEGGIO IMPIANTI PER CHEMIOTERAPIA	0		
6	DELTA MISURA STIMATA/INTRODOTTA	1.15		
7	ETA MEDIA PAZIENTI	52		
8	NUMERO CONSULENZE	4		
9	NUMERO MEDICAZIONI	11		
10				

Pagina 1 di 4 (36 elementi)

osinters Consulting 360° Copyright © 2022 - osinters s.r.l. Link utili - Richiedi assistenza - Versione 1.0.4.1